



SISLAB[®] / MH

MICROCENTRÍFUGA

DESCRIÇÃO: Centrífuga para exames de Hematócrito, com capacidade para 24 tubos capilares.

LEITURA: Leitura manual através de escala graduada.

CONSTRUÇÃO: Tampa e gabinete em poliuretano expandido, com blindagem embutida em chapa de aço. Acabamento em pintura poliuretânica de alta resistência.

ROTOR: Rotor em alumínio de alta resistência mecânica balanceado dinamicamente precisão de 0,1g.

MOTOR: Motor de alta performance. Potência de 400W com mancais em rolamento de esferas, coletor e escovas especiais. Ventilação forçada através de circulação de ar. Montado sobre amortecedores de borracha.

SEGURANÇA: Eletromagnética com sensor de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta.

DIMENSÕES: 250 x 266 x 272 mm (A x L x P).

PESO: aprox. 10Kg.

VELOCIDADE: 11.000 rpm (com tensão nominal).

TIMER: programável de 1 à 15 minutos.

CONSUMO: máximo de 500W.

ALIMENTAÇÃO: 120VAC/60Hz ou 220VAC/60Hz.

GARANTIA: Total de um ano .

SISLAB

SISLAB - Tecnologia Laboratorial Ltda.

Rua João Dias da Silva, 57- São Paulo - SP
CEP 02541-020 - Fone/Fax: (11) 2255-6128
sislab@sislab.com.br - www.sislab.com.br