

**BAIXÍSSIMO RUÍDO**  
**COM MOTOR DE INDUÇÃO**  
**DISPENSA MANUTENÇÃO**



**SISLAB / Basic**

**12T**

## **CENTRÍFUGA PARA TUBOS**

**DESCRIÇÃO:** Centrífuga para tubos, disponível nas seguintes configurações:

- Centrífuga para 12 tubos de 6 à 15 mL (13-16 x 100 mm)
- Centrífuga para 12 tubos de 4 à 5 mL (12 x 75 mm)

**CONSTRUÇÃO:** Tampa e gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço, câmara de centrifugação blindada com alumínio de alta resistência (2,5mm de espessura).

**ROTOR:** Em alumínio de alta resistência, balanceado dinamicamente com precisão de 0,5 g.

**MOTOR:** De alta performance e baixo consumo, de indução (sem escovas, dispensando manutenção freqüente). Montado sobre amortecedores de borracha.

**DIMENSÕES:** (A x L x P) 28 x 36 x 41 cm.

**PESO:** Aprox. 12 kg.

**TIMER:** Controle do tempo de centrifugação através de timer eletrônico programável através de chave seletora de 2 à 60 minutos.

**VELOCIDADE:** Velocidade de centrifugação programável através de chave seletora de 1.200 à 3.400 rpm (6 velocidades).

**RCF (máx.):** 1700 x g (força g centrífuga)

**CONSUMO:** 200 W no máximo, este aparelho segue as recomendações do PROCEL (Programa Nacional de Economia de Energia Elétrica).

**ALIMENTAÇÃO:** Bi volt 117/220 VAC (50/60 Hz).

**GARANTIA:** TOTAL DE DOIS ANOS.

**SISLAB**

**SISLAB - Tecnologia Laboratorial Ltda.**

Rua João Dias da Silva, 57- São Paulo - SP  
CEP 02541-020 - Fone/Fax: (11) 2255-6128  
sislab@sislab.com.br - www.sislab.com.br