

BAIXÍSSIMO RUÍDO
COM MOTOR DE INDUÇÃO
DISPENSA MANUTENÇÃO



SISLAB® Basic

20T

CENTRÍFUGA PARA TUBOS

DESCRIÇÃO: Centrífuga para tubos, disponível nas seguintes configurações:

- Centrífuga para 20 tubos de 15 mL (16 x 100 mm)
- Centrífuga para 28 tubos de 4 a 5 mL (12 x 75 mm)
- Centrífuga para 28 tubos de 6 a 10 mL (13 x 100 mm)
- Centrífuga para 16 tubos de urina fundo cônico (16 x 120 mm)
- Diversas outras configurações para tubos de até 50 mL

CONSTRUÇÃO: Tampa e gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço, câmara de centrifugação blindada com alumínio de alta resistência (2,5mm de espessura).

ROTOR: Em alumínio de alta resistência, balanceado dinamicamente com precisão de 0,5 g.

MOTOR: De alta performance e baixo consumo, de indução (sem escovas, dispensando manutenção freqüente). Montado sobre amortecedores de borracha.

DIMENSÕES: (A x L x P) 29 x 36 x 41 cm.

PESO: Aprox. 15 kg.

TIMER: Controle do tempo de centrifugação através de timer eletrônico programável através de chave seletora de 2 à 60 minutos.

VELOCIDADE: Velocidade de centrifugação programável através de chave seletora de 1.200 à 3.400 rpm (6 velocidades).

RCF (máx.): 1800 x g (força g centrífuga).

CONSUMO: 200 W no máximo, este aparelho segue as recomendações do PROCEL (Programa Nacional de Economia de Energia Elétrica).

ALIMENTAÇÃO: Bivolt 117/220 VAC (50/60 Hz).

GARANTIA: TOTAL DE DOIS ANOS.

SISLAB

SISLAB - Tecnologia Laboratorial Ltda.

Rua João Dias da Silva, 57- São Paulo - SP
CEP 02541-020 - Fone/Fax: (11) 2255-6128
sislab@sislab.com.br - www.sislab.com.br