



CENTRÍFUGA PARA TUBOS

DESCRIÇÃO: Centrífuga para tubos, com capacidade para até 12 tubos de até 15 mL (tubos de até 16 x 120 mm)

CONSTRUÇÃO: Gabinete e tampa em alumínio com acabamento em pintura Epóxi branca lisa, de fácil limpeza. Tampa com opção de trava e sensor de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta. Base em chapa de aço com pintura epóxi preto fosco. Pés de borracha tipo ventosa que proporcionam aderência em superfícies lisas, garantindo estabilidade do equipamento.

ROTOR: Em alumínio de ângulo fixo a 45° de alta resistência, com acabamento em pintura Epóxi branca lisa, de fácil limpeza. Com porta-tubos plásticos reforçados e resistentes com opção de coxim de borracha para utilização de tubos de vidro.

MOTOR: De alta performance e baixo consumo, com escovas de alta durabilidade. Montado sobre amortecedores de borracha.

VELOCIDADE: Controlada através de potenciômetro linear de 0 à 4000 rpm.

TIMER: Controle do tempo de centrifugação através de timer eletro-mecânico de 0 à 35 minutos.

RCF (máx.): 2000 x g (força g centrífuga)

DIMENSÕES: (A x L x P): 30 x 29 x 32 cm.

PESO: Aprox. 8 kg.

CONSUMO: 300 W máximo.

ALIMENTAÇÃO: 110 ou 220 Vac (60/50 Hz).

GARANTIA: TOTAL DE UM ANO.



SISLAB - Tecnologia Laboratorial Ltda.

Rua João Dias da Silva, 57- São Paulo - SP
CEP 02541-020 - Fone/Fax: (11) 2255-6128
sislab@sislab.com.br - www.sislab.com.br